



真空引きキャンペーンのご案内

Mirion (Canberra) ゲルマニウム検出器または
液体窒素容器（デュワー）をお使いの皆様へ

2020年9月までの実施作業対象の
キャンペーン特別価格！

真空引きサービス

- 装置の正しい性能を発揮する為に
推奨します。



デュワー

プラン

| サービス項目 | 特典 | 内容 |
|------------------------|--------------|---|
| デュワー ・真空引きサービス | 通常価格より9万円OFF | 対象製品を、ユーザー様にて弊社宛にお送りください。 真空引き作業後、返送いたします。 (弊社への発送手配～真空引き後の設置作業を、弊社エンジニアにて実施ご希望の場合はお問合せください。別途お見積り可能です) |
| ゲルマニウム検出器 ・真空引きサービス | 通常価格より7万円OFF | 対象製品を、ユーザー様にて弊社宛にお送りください。 真空引き作業後、返送いたします。 (弊社への発送手配～真空引き後の設置作業及び校正作業を、弊社エンジニアにて実施ご希望の場合はお問合せください。別途お見積り可能です) ※設置後には校正作業が必要です。 |

お問合せ：
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ（株）技術担当

E-mail : yyamamoto@mirion.com
Tel (東京本社) : 03-5835-5404