



# ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ 新サービスのご案内 2

## 対象：ゲルマニウム半導体検出器

パッケージ/プラン	サービス内容
Ge 定期点検+ 予防メンテパック	<p>定期点検に予防メンテナンスをプラスした割安パックをご用意しました。予防メンテナンスは、ゲルマニウム半導体検出器システムを今後さらに安定的にご使用いただくため、以下のメンテナンスを定期点検前に実施いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1)ゲルマニウム半導体検出器(Ge)<ul style="list-style-type: none"><li>1. 検出器プリアンプ内清掃</li><li>2. フィードスルー清掃 (端子アルコール洗浄)</li></ul></li><li>(2)マルチチャンネルアナライザ(MCA)<ul style="list-style-type: none"><li>1. 内部清掃</li><li>2. Lynx 電池交換</li></ul></li><li>(3)データ処理装置 (PC)<ul style="list-style-type: none"><li>1. 内部清掃</li><li>2. データ容量確認</li><li>3. Ge データバックアップ</li><li>4. イベントビューワ確認</li></ul></li><li>(4)無停電電源装置 (UPS)<ul style="list-style-type: none"><li>1. 吸気口清掃</li><li>2. UPS バッテリ交換</li></ul></li><li>(5)クライオサイクル(CC)<ul style="list-style-type: none"><li>1. 吸排気口清掃</li><li>2. 内部回路部清掃</li><li>3. 回路結線、液面センサ等緩み確認</li><li>4. カラーグリス拭き取り</li><li>5. カラー乾燥処置</li><li>6. キャップ・O リング交換</li><li>7. グリス充填、復旧</li><li>8. 圧力サイクル確認</li><li>9. 窒素漏れ確認</li></ul></li></ul> <p>※装置構成と選択内容によって異なりますので担当までお問い合わせください。</p>

### お問合せ・ご相談はお近くのサービス担当が承ります

#### ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社

E-mail: [jp-support@mirion.com](mailto:jp-support@mirion.com) (技術部)

技術部 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 4-19-8 浅草橋ビル

TEL:03-5835-5404

FAX:03-5835-5403

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 9F

TEL:06-4806-5662

FAX:06-4806-5663