

対象：ゲルマニウム半導体検出器

(1/2)

パッケージ/プラン	サービス内容
定期点検+予防メンテナンスパック	<p>定期点検に予防メンテナンスをプラスした割安パックをご用意しました。予防メンテナンスは、ゲルマニウム半導体検出器システムを今後さらに安定的にご使用いただくため、以下のメンテナンスを定期点検前に実施いたします。</p> <p>(1)ゲルマニウム半導体検出器(Ge)</p> <ol style="list-style-type: none">1.検出器プリアンプ内清掃2.フィードスルー清掃（端子アルコール洗浄） <p>(2)マルチチャンネルアナライザ(MCA)</p> <ol style="list-style-type: none">1.内部清掃2.Lynx 電池交換 <p>(3)データ処理装置（PC）</p> <ol style="list-style-type: none">1.内部清掃2.データ容量確認3.Ge データバックアップ4.イベントビューワ確認 <p>(4)無停電電源装置（UPS）</p> <ol style="list-style-type: none">1.吸気口清掃2.UPS バッテリ交換 <p>(5)クライオサイクル(CC)</p> <ol style="list-style-type: none">1.吸排気口清掃2.内部回路部清掃3.回路結線、液面センサ等緩み確認4.カラーグリス拭き取り

[お問い合わせ]

ミリオンテクノロジーズ・~~キャンベラ~~（株）技術部

村松

E-mail ip-support@mirion.com

5.カラー乾燥処置
6.キャップ・Oリング交換
7.グリス充填、復旧
8.圧力サイクル確認
9.窒素漏れ確認
※装置構成と選択内容によって異なりますので担当までお問い合わせください。

Rev 1.0 2017-08